



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NOM : Embouts éthylotest Dräger

REF : 445897

DESCRIPTIF

Embout buccal standard/« Slide 'n' Click » pour Alcotest 5820/6000/6820/7000/7510

De conception élaborée et largement éprouvée pour une utilisation massive, notre embout buccal répond à toutes les conditions qu'exige une mesure d'alcool simple, rapide et hygiénique.

• Emballés individuellement, les embouts buccaux sont attachés les uns aux autres et séparables au niveau de la ligne perforée. Grâce à la pré-perforation supplémentaire pour l'ouverture des sachets individuels, vous pouvez placer l'embout buccal de façon hygiénique, sans contact direct avec la zone de contact buccal. • La surface de pression de l'embout buccal emboîtable est striée, ce qui permet une fixation correcte intuitive, même dans l'obscurité, par la gauche ou par la droite (en fonction du design du support pour embout sur le côté de l'appareil). L'embout buccal émet un déclic distinctif lors de son emboîtement. Une fois l'embout buccal remplacé, l'Alcotest est prêt pour une réutilisation immédiate. • Spécialement adaptée aux éthylotests Dräger, la forme de l'embout permet une circulation optimale de l'air avec une résistance respiratoire faible et un échantillonnage fiable. L'air expiré n'est pas orienté dans l'appareil, mais plus loin. L'échantillon d'analyse est extrait du flux d'air. Non obturable, la sortie d'air de l'embout buccal à usage unique empêche toute manipulation lors du test dans l'air expiré. • L'embout buccal se place dans la zone de préhension de l'appareil, spécialement conçue de façon à conserver une distance hygiénique entre la main de l'opérateur et la personne testée. • L'embout buccal est doté d'un séparateur qui empêche les lèvres du sujet testé d'entrer en contact avec le corps de l'appareil. Dans la pratique, l'échantillon d'air peut être obtenu en maintenant un angle de 90° entre l'opérateur et la personne testée. On évite de cette manière que l'échantillon d'air soit expiré en direction de l'opérateur. • Une fois le test effectué, l'embout buccal est facile et hygiénique à retirer de l'appareil, par simple pression du doigt sur le séparateur. L'Alcotest 7510 est même muni d'un éjecteur spécial. • Pour une hygiène renforcée, Dräger recommande les embouts buccaux « Slide 'n' Click » avec clapet anti-retour, car ils garantissent que l'air respirable, qui est potentiellement contaminé, ne peut pas être réinspiré par le sujet testé. • Le matériau a été soumis à des tests de sensibilité dermatologique et de cytotoxicité qui ont permis de confirmer sa sécurité pour le contact cutané et buccal. • La version spéciale à usage médical avec les Alcotest 6820 med./Alcotest 7000 med. est équipée des embouts buccaux Alcomed. Ils sont conformes aux exigences du Règlement (UE) n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (règlement RDM), notamment en ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage. Ces embouts buccaux sont les seuls autorisés pour une utilisation conforme des appareils Alcotest med au regard du règlement RDM.

TAILLE

MODÈLE

Contenance: x 250

